

## 经济型纯水系统Puro

经济型纯水系统Puro为客户提供实验室3级纯水，应用于微生物培养基配制、实验室器具冲洗，为各种仪器供水（超纯水系统，临床检验，灭菌器等）。



目录号	产水速度	
	规格	3级纯水
PUR000010	PUR 10(L/hr)	10
PUR000020	PUR 20(L/hr)	20
PUR000050	PUR 50(L/hr)	50

指标	3级纯水
电导率( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	5
颗粒截留率(%)	>99
细菌截留率(%)	>99

## 纯水系统Geno

目录号	产水速度	
	规格	2级纯水
GEN000010	GEN10(L/hr)	10
GEN000020	GEN10(L/hr)	20

## 实验室纯水系统Pico

Pico是一款高度整合的一体式纯水系统，为一般实验室用水提供许多独特的功能。它具有低能耗，能避免水资源的浪费和最大限度地利用您的实验室空间。

- ◀ 制取2级纯水或3级纯水
- ◀ 一体式，低成本
- ◀ 占地面积小
- ◀ 适合所有通用应用场合。能耗<60w
- ◀ 耗材更换便捷
- ◀ 内置35升水箱
- ◀ 蒸馏器理想替代品
- ◀ 易于安装，维护成本低
- ◀ 节约水资源
- ◀ 无汞紫外灯



目录号	分配率 (升/每小时)	水质类型	电阻率	细菌截留率	颗粒截留率	PH	每天最大用水量 (升/每天)	体积与重量
PIC011003	10	Ⅲ级纯水	98%	>99%	99%	中性	60	长*宽*高
PIC012003	20	Ⅲ级纯水	98%	>99%	99%	中性	120	330*485*500
PIC021003	10	Ⅱ级纯水	1-15M $\Omega$ -cm	>99%	99%	中性	60	
PIC022003	20	Ⅱ级纯水	1-15M $\Omega$ -cm	>99%	99%	中性	120	20公斤