

离心管架

离心管架可将各类离心管垂直稳固地固定,有效防止样品倾倒和洒落,保障实验过程的安全与准确性。洁特生物离心管架采用优质聚丙烯(PP)材料制成,不易变形,坚固耐用,反复冻融及高温、高压灭菌后仍能保持良好性能,可重复使用。系列产品拥有多种规格,可适配洁特生物离心管、微量离心管、冻存管、PCR管、生物反应管及大容量离心瓶,满足不同实验场景下的样品处理需求。

规格:微量离心管架 离心管架 大容量离心瓶架 7孔离心管座

适配管型:PCR管(0.2mL) 冻存管(0.5-2mL) 微量离心管(0.5-5mL) 一次性离心管(15-50mL)


大容量锥形离心瓶(225-600mL) 生物反应管(15-600mL)

颜色:荧光绿 深绿 白色 蓝色

材质:聚丙烯(PP),符合USP Class VI标准

产品特性

- 采用优质聚丙烯(PP)材料制成,用料厚实,坚固耐用
- 可耐高温、低温, -80°C反复冻融后仍能保持稳固结构,也可在121°C高温高压灭菌
- 表面带有数字或字母标记,便于识别和实验记录 ①
- 辐照灭菌和非灭菌可选,辐照灭菌, SAL 10⁻⁶, 无DNase/RNase, 无热原



微量离心管架

- 采用双面设计,可满足0.2-5.0mL微量离心管放置需求,共计186个孔位
- 产品边缘圆润,握持手感舒适 ②



离心管架

- 15/50mL两种规格,均配备25孔位,荧光绿/深绿/蓝/白四种颜色可选
- 底部多骨位支撑,结构稳固
- 支持叠放,节省实验室空间



7孔离心管座

- 可同时放置3孔2.0mL微量离心管,3孔15mL离心管和1孔50mL离心管
- 中心孔可适配50mL管式过滤器



大容量离心瓶架

- 3种规格可选,可满足225、250、500、600mL离心瓶放置需求
- 底部带有骨位加强支撑,承重性佳,受力均匀,可稳定放置于摇床 ③
- 支持叠放,节省实验室空间
- 带有握提把手,便于实验过程中的承重移动 ④





订购信息

微量离心管架 (适配PCR管/微量离心管/冻存管)

目录号	适配规格 (mL)	容量 (孔数)	灭菌	颜色	可叠放	个/袋	个/箱
CTS003001	0.2	30	否	荧光绿	是	1	20
	0.5	60	否	荧光绿	是	1	20
	1.5, 2.0	72	否	荧光绿	是	1	20
	5.0	24	否	荧光绿	是	1	20

离心管架

目录号	适配规格 (mL)	容量 (孔数)	灭菌	颜色	可叠放	个/袋	个/箱
CFR001015	15	25	否	荧光绿	是	5	50
CFR011015	15	25	是	荧光绿	是	5	50
CFR002015	15	25	否	深绿	是	5	50
CFR012015	15	25	是	深绿	是	5	50
CFR003015	15	25	否	白色	是	5	50
CFR013015	15	25	是	白色	是	5	50
CFR004015	15	25	否	蓝色	是	5	50
CFR014015	15	25	是	蓝色	是	5	50
CFR001050	50	25	否	荧光绿	是	5	50
CFR011050	50	25	是	荧光绿	是	5	50
CFR002050	50	25	否	深绿	是	5	50
CFR012050	50	25	是	深绿	是	5	50
CFR003050	50	25	否	白色	是	5	50
CFR013050	50	25	是	白色	是	5	50
CFR004050	50	25	否	蓝色	是	5	50
CFR014050	50	25	是	蓝色	是	5	50

7孔离心管座 (适配微量离心管/离心管/冻存管)

目录号	适配规格 (mL)	容量 (孔数)	灭菌	颜色	可叠放	个/袋	个/箱
CTS001001	7孔, 适用于2.0mL微量离心管与15mL, 50mL离心管	7	否	荧光绿	否	1	50
CTS002001		7	是	荧光绿	否	1	50
CTS001002		7	否	荧光绿	否	5	50
CTS002002		7	是	荧光绿	否	5	50

大容量离心瓶架

目录号	适配规格 (mL)	容量 (孔数)	灭菌	颜色	可叠放	个/袋	个/箱
CTS001225	225, 250	6	否	荧光绿	是	6	12
CTS001500	500	4	否	荧光绿	是	6	12
CTS001600	600	3	否	荧光绿	是	6	12

