

## 600mL大容量锥形离心瓶

大容量锥形离心瓶适用于大规模悬浮细胞筛选和收获,或是质粒和蛋白质纯化,可以有效减少离心循环,降低成本和提高效率。

洁特生物600mL大容量锥形离心瓶,采用符合USP Class VI标准的PP材料制成,具有极低的可提取物水平及高生物安全性;壁厚均匀,具有良好的抗冲击性能,可耐受离心力高达6000×g;配有螺旋密封盖,成品经严格的密封性测试,无泄漏、无变形;600mL大容量,在提高实验和生产效率方面具备显著优势。




- 规格:600mL
- 材质:管体聚丙烯(PP),管盖高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP Class VI标准

### 产品特性

- 瓶身采用优质PP材料制成,用料厚实,壁厚均匀,底部加厚,具有良好的抗冲击性能
- 螺旋密封盖,沉梯式设计增加牢固性,外周粗条纹设计便于旋入和旋出
- 模刻刻度清晰、准确,便于观察
- 经-20kPa条件下严格的密封性测试,无泄漏、无变形
- 可耐受离心力高达6000×g
- 耐温范围:-80°C ~ 121°C
- 建议加液量80%
- 具有极低的可提取物水平及高生物安全性
- 独立包装,辐照灭菌, SAL 10<sup>-6</sup>;无DNase/RNase,无热原

温馨提示:本产品适用于市面上常见的大容量离心机转子,如Eppendorf 5920R S-4×1000, Thermo Fisher Scientific™ HAEMAFlex 6/8, 卢湘仪DL-8M 2号水平转子等。在进行离心操作时,请根据本产品 and 离心机转子的规格尺寸,选用合适的适配器配套使用。

### 产品尺寸(mm)



### 订购信息

目录号	容量(mL)	底类型	盖类型	灭菌	最大离心力(×g)	包装	支/袋	支/箱
CFT020600	600.0	圆锥底	密封盖	是	6000	袋装	1	32

保质期:产品在未开封状态下,储存于阴凉干燥处(15-30°C),有效期3年



微信公众号



微信视频号



小红书号

广州洁特生物过滤股份有限公司  
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.  
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688  
官网:www.jetbiofil.com  
邮箱:customer@jetbiofil.com