


## 分隔培养皿

分隔培养皿是指在细菌培养皿的基础上增加分隔设计,可在隔间添加不同培养基或接种不同菌落,便于观察和比较微生物的生长特性。洁特生物提供多种分隔培养皿可选,在十万级洁净车间生产,采用一体注塑成型,结构牢固、独立性好,有效避免交叉污染,可满足科研人员对微生物分区培养和观察等需求。

规格:Φ90mm×15.5mm



隔间:2分隔 3分隔 4分隔

材质:聚苯乙烯(PS),符合USP Class VI标准



### 产品特性

- ◆ 选用优质聚苯乙烯(PS)材料,厚度均匀、透明度高,便于观察
- ◆ 多种隔间可选,一体注塑成型,结构牢固①、独立性好,避免交叉污染
- ◆ 皿盖内设透气棱②,确保无菌的同时利于气体交换
- ◆ 皿盖边缘突起设计③,有利于培养皿稳定叠放
- ◆ 皿底平整,确保皿中培养基厚度一致
- ◆ 辐照灭菌, SAL 10<sup>-6</sup>,无DNase/RNase,无热原



### 订购信息

目录号	规格(mm)	分隔	高度(mm)	克重(g)	无菌水平	个/包	个/箱
MCD001090	φ90	2	15.5	17.8	无菌, SAL 10 <sup>-6</sup>	20	500
MCD002090	φ90	3	15.5	18.0	无菌, SAL 10 <sup>-6</sup>	20	500
MCD003090	φ90	3	15.5	19.3	无菌, SAL 10 <sup>-6</sup>	20	500

推荐使用温度:-20°C~60°C

有效期:3年

高度指盖和皿组合高度。

