BIOFIL 洁特生物

股票代码:688026

为您提供实验室整体解决方案

PETG/PET培养基方瓶

为珍贵试剂,构筑安全屏障

洁特生物培养基方瓶,采用高透明度PETG或PET材质制成,提供30mL~5L多种规格,用于液体培养基、血清、缓冲液等试剂的储存、转移与运输,为生物制药、生物技术公司和科研实验室等提供安全可靠的试剂储运解决方案。

优质原材

瓶身聚对苯二甲酸乙二酯共聚物(PETG)/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP Class VI标准,成分明确、不含动物源。

瓶身材质

PETG款(高性能):瓶壁厚实,结实耐用,具有优异的耐低温韧性,适用于储存活性药物成分、工艺中间体、血清等关键生物样本,特别是需要低温冻存或长期保存的样本。

PET款(高性价比):同样具备密封防漏、抗破裂、化学性能稳定、高生物安全性的特点,更加经济实惠,更适合培养基、缓冲液等常规试剂的储存和运输,或商品化生物试剂的原装储存瓶。

容量规格

从30mL到5L,灵活适配多种液体储运场景。



30mL	60mL	125mL	250mL	250mL	500mL	500mL	1000mL	1000mL	2000mL	5000mL
PETG	PETG	PETG	PETG	PET	PETG	PET	PET	PETG	PETG	PETG


产品特性

耐摔抗破裂

- 壁厚均匀,具有卓越的抗破裂与耐冲击特性
- 通过ISTA 2A标准的模拟跌落运输测试验证,无破裂、无变形

密封防漏

- 精密设计的密封防漏结构,瓶盖和瓶身严密贴合
- 经-90kPa条件下严格的密封性测试,无泄漏、无变形



化学性能稳定


- 耐化学性能好,有效阻隔CO_2和O_2,维持pH稳定
- 耐温范围为-80°C ~ 60°C,可用于-80°C超低温冷冻保存

极低的可提取物和高生物安全性

- 经第三方权威检测认证,具有极低的可提取物水平及高生物安全性
- 可提供全套验证报告,支持审计与合规需求

- 瓶身透明度高，整体通透光洁；模刻刻度清晰、准确，便于观察 ❶
- 瓶颈处有收缩环，可固定收缩膜 ❷
- 瓶底带洁特Logo，底部内凹弧边设计，放置稳定 ❸
- 采用塑料托盘大包装或独立包装，确保高洁净度
- 辐照灭菌，SAL 10^{-6}
- 无DNase/RNase，无热原、无内毒素、无细胞毒性







订购信息

PETG培养基方瓶

目录号	容量(mL)	盖类型	灭菌	瓶颈内径(mm)	外径(mm)	带盖高度(mm)	包装	个/托盘	个/箱
SSB010030	30	密封盖	是	17.6	38.2方形	62.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB010060	60	密封盖	是	21.6	40.4方形	82.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB010125	125	密封盖	是	34.2	53方形	106.5	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB110125	125	密封盖	是	34.2	53方形	106.5	独立袋装	1	96
SSB010250	250	密封盖	是	34.2	59.2方形	144	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB110250	250	密封盖	是	34.2	59.2方形	144	独立袋装	1	24
SSB130500	500	密封盖	是	34.2	73.6方形	178.5	塑料托盘+双层包装袋	24	48
SSB230500	500	密封盖	是	34.2	73.6方形	178.5	独立袋装	1	24
SSB010000	1000	密封盖	是	34.2	92方形	217	塑料托盘+双层包装袋	24	24
SSB130001	1000	密封盖	是	34.2	92方形	217	独立袋装	1	24
SSB010002	2000	密封盖	是	47.2	115.5方形	270	塑料托盘+双层包装袋	6	12
SSB130002	2000	密封盖	是	47.2	115.5方形	270	独立袋装	1	12
SSB130005	5000	密封盖	是	41.6	166.5方形	298.7	独立袋装	1	6

PET培养基方瓶

目录号	容量(mL)	盖类型	灭菌	瓶颈内径(mm)	外径(mm)	带盖高度(mm)	包装	个/托盘	个/箱
SSB430250	250	密封盖	是	28.5	59 方形	145	塑料托盘+双层包装袋	24	96
SSB530250	250	密封盖	是	28.5	59 方形	145	独立袋装	1	24
SSB430500	500	密封盖	是	28.5	76.5方形	175.2	塑料托盘+双层包装袋	24	48
SSB530500	500	密封盖	是	28.5	76.5方形	175.2	独立袋装	1	24
SSB430000	1000	密封盖	是	28.5	92 方形	216.6	塑料托盘+双层包装袋	24	24
SSB530000	1000	密封盖	是	28.5	92 方形	216.6	独立袋装	1	24

保质期：产品在未开封状态下，储存于阴凉干燥处(15-30°C)，有效期3年。

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.
广州黄埔园区地址：广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号
广州增城园区地址：广州市增城区宁西街道创业大道114号
电话：400-8717-688
官网：www.jetbiofil.com
邮箱：customer@jetbiofil.com